


FILLBONE C

CREATOR BONE COMPACT

COMPACT BONE CREATOR


- ▣ Radio Opaco: único en el mundo.
- ▣ Maleable in situ
- ▣ Soporta cargas mecánicas: 50 Kg /cm²
- ▣ Creación de hueso compacto
- ▣ Fluido e inyectable



Vortrom BIOLOGICS
LUIS VILLALBA

Pol. Ind. La Ferrería c/ Progrés, 1
08110 Montcada i Reixac - Barcelona, Spain
Tel. +34 93 575 20 02 vortrom@vortrom.com

vita_care
HEALTH
BANCO DE HUESOS Y TEJIDOS



FILLBONE C

CREATOR BONE COMPACT



DESCRIPCIÓN

FILLBONE consiste en **MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 100 % DE CORTICAL HUMANO** que, a través de un nuevo desarrollo del tamaño de las partículas de la Matriz Ósea Desmineralizada, se le ha dotado de una gran maleabilidad para que los doctores puedan manejarlo con la mayor de las comodidades y precisión en el punto a aplicar el producto.

En la práctica quirúrgica se utilizan cada vez más técnicas mínimamente invasivas y el cirujano requiere que el producto tenga una gran fluidez para poder implantarlo, a través de una cánula, en el lugar que precise. **FILLBONE** fluye perfectamente y se puede utilizar con cánulas desde 8 a 13 G.

El cirujano precisa comprobar al instante si lo que implanta fluye, y es **RADIOPACO** hacia el lugar requerido. Ningún producto procedente de Banco de Huesos y Tejidos, por tanto de Donante Humano, contiene esta propiedad tan fundamental para la seguridad del cirujano y de su paciente.

INDICACIONES

FILLBONE se utiliza generalmente, cuando se desea una rápida regeneración de tejidos.

- Fracturas no consolidadas (pseudoartrosis) alrededor del sitio de la fractura
- Defectos óseos
- Cualquier cirugía de ortopedia, traumatología, maxilofacial, neurocirugía y estabilización de la columna vertebral en la que se requiera de aporte óseo para la generación de hueso neoformado.